

PE anti-human CD163

Mouse IgG1, kappa
RM3/1

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B326505 | **BioLegend** | Herstellernummer: 326505

73,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: RM3/1

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

PE anti-human CD163

Clone: RM3/1

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: GHI/61, M130, RM3/1, p155, Hemoglobin/haptoglobin complex receptor, Macrophage-associated antigen, ED2(rat), Macrophage marker

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=4059>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>