

PE anti-human CD344 (Frizzled-4)

Mouse IgG1, kappa
CH3A4A7

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B326606 | **BioLegend** | Herstellernummer: 326606

190,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: CH3A4A7

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD344 (Frizzled-4)

Clone: CH3A4A7

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Frizzled-4 receptor, Frizzled-4, Fz4, FZD4, FzE4, hFz4, FEVR, EVR1

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=4081>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>