

## Purified anti-human CD75

Mouse IgM, kappa  
LN1

**BioLegend**  
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B326901 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 326901

**57,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC, IHC-F, IHC-P, WB

**Clone:** LN1

**Format:** PURE

**Isotype:** kappa, Mouse IgM

**Species of Origin:** Mouse

**Verpackung:** 25 µg

Purified anti-human CD75

Clone: LN1

Isotype: Mouse IgM, kappa

Other\_Names: B cell antigen CD75, CDw75, CD75s

Size: 25 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App\_Abbrev: FC, IHC-P, IHC-F, WB

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=4095>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>