

Spitzen, 1000 µl

TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, CAVRO
PE/PACKARD MULTIPROBE II HT & HT EX HANGING TIPS



5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück



Artikel-Nr.: 750035 | Biozym

87,20 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: nein

Geblistert: nein

Gerät: Cavro, Freedom Evo, Genesis, Multiprobe II HAT, Multiprobe II HAT EX

konduktiv: nein

Roboter Hersteller: Perkin Elmer, Tecan

Sterilität: unsteril

Verpackung: 5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück

Volumen: 1000 µl



Passend für: Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, Tecan CAVRO und PE/Packard* Multiprobe II HT & HT EX Hanging Tips sowie Janus mit Multiprobe Head

* Adapter für Trays (PACKARD) erforderlich