

Purified anti-human CD200 (OX2)

Mouse IgG1, kappa
OX-104

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B329201 | **BioLegend** | Herstellernummer: 329201

39,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: Block, FC, IHC-F, IHC-P

Clone: OX-104

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µg

Purified anti-human CD200 (OX2)

Clone: OX-104

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: OX-2, OX2

Size: 25 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC, IHC-F, IHC-P, Block

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=4620>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>