

## Pacific Blue anti-human CD279 (PD-1)

Mouse IgG1, kappa  
EH12.2H7

**BioLegend**  
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B329915 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 329915

**123,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC  
**Clone:** EH12.2H7  
**Format:** PB  
**Isotype:** kappa, Mouse IgG1  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 25 µg

Pacific Blue anti-human CD279 (PD-1)

Clone: EH12.2H7  
Isotype: Mouse IgG1, kappa  
Other\_Names: PD-1, PDCD1  
Size: 25 µg

Reactivity: Human  
Format: PB  
App\_Abbrev: FC  
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6153>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>