

Purified anti-human CD209 (DC-SIGN)

Mouse IgG2a, kappa
9E9A8

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B330102 | **BioLegend** | Herstellernummer: 330102

90,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, IHC-F

Clone: 9E9A8

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD209 (DC-SIGN)

Clone: 9E9A8

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: Dendritic Cell-Specific Intercellular adhesion molecule 3 (ICAM-3)-Grabbing Nonintegrin

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC, IHC-F

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=4883>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>