

Alexa Fluor® 647 anti-human/mouse SSEA-3

Rat IgM, kappa
MC-631

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B330307 | **BioLegend** | Herstellernummer: 330307

99,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: MC-631

Format: A647

Isotype: kappa, Rat IgM

Species of Origin: Rat

Verpackung: 25 tests

Alexa Fluor® 647 anti-human/mouse SSEA-3

Clone: MC-631

Isotype: Rat IgM, kappa

Other_Names: Stage-Specific Embryonic Antigen-3

Size: 25 tests

Reactivity: Human, Mouse

Format: A647

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=5367>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>