

## Alexa Fluor® 488 anti-human SSEA-4

Mouse IgG3, kappa  
MC-813-70

**BioLegend**  
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B330412 | BioLegend | Herstellernummer: 330412

**296,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC  
**Clone:** MC-813-70  
**Format:** A488  
**Isotype:** kappa, Mouse IgG3  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 100 Tests

Alexa Fluor® 488 anti-human SSEA-4

Clone: MC-813-70  
Isotype: Mouse IgG3, kappa  
Other\_Names: Stage-Specific Embryonic Antigen-4, SSEA4  
Size: 100 tests

Reactivity: Human  
Format: A488  
App\_Abbrev: FC  
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=4825>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>