

Spitzen, 50 µl, konduktiv
TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, MINIPREP & CAVRO
PE/PACKARD MULTIPROBE II HT & HT EX HANGING TIPS



5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück



Artikel-Nr.: 750215 | Biozym

125,40 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: nein
Geblistert: nein
Gerät: Cavro, Freedom Evo, Genesis, Multiprobe II HAT, Multiprobe II HAT EX
konduktiv: ja
Roboter Hersteller: Perkin Elmer, Tecan
Sterilität: unsteril
Verpackung: 5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück
Volumen: 50 µl