

## FITC anti-human CD1c

Mouse IgG1, kappa  
L161

**BioLegend**  
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B331518 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 331518

**203,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC

**Clone:** L161

**Format:** FITC

**Isotype:** kappa, Mouse IgG1

**Species of Origin:** Mouse

**Verpackung:** 100 Tests

FITC anti-human CD1c

Clone: L161

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other\_Names: R7, M241, BDCA-1

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: FITC

App\_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6602>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>