

Spitzen, 200 µl, konduktiv
TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, MINIPREP & CAVRO
PE/PACKARD MULTIPROBE II HT & HT EX HANGING TIPS



5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück

Artikel-Nr.: 750225 | Biozym

124,80 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: nein

Geblistert: nein

Gerät: Cavro, Freedom Evo, Genesis, Multiprobe II HAT, Multiprobe II HAT EX

konduktiv: ja

Roboter Hersteller: Perkin Elmer, Tecan

Sterilität: unsteril

Verpackung: 5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück

Volumen: 200 µl