

Purified anti-human DcR3

Mouse IgG1, kappa
B08-35

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B333202 | **BioLegend** | Herstellernummer: 333202

123,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: IHC, IP, WB
Clone: B08-35
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-human DcR3

Clone: B08-35
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Decoy receptor 3, TR6, M68
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: WB, IP, IHC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3278>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>