

Spitzen, 1000 µl, konduktiv, steril
TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, MINIPREP & CAVRO
PE/PACKARD MULTIPROBE II HT & HT EX HANGING TIPS



5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück

Artikel-Nr.: 750238 | Biozym

147,20 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: nein

Geblistert: nein

Gerät: Cavro, Freedom Evo, Genesis, Multiprobe II HAT, Multiprobe II HAT EX

konduktiv: ja

Roboter Hersteller: Perkin Elmer, Tecan

Sterilität: steril

Verpackung: 5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück

Volumen: 1000 µl