

Spitzen, 300 µl, konduktiv

für z.B. Qiagen Biorobot 3000, 8000, 9600 und 9604



5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück

Artikel-Nr.: 750285 | [Biozym](#)

136,20 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: nein

Geblistert: nein

Gerät: Biorobot 3000, Biorobot 8000, Biorobot 9600, Biorobot 9604

konduktiv: ja

Roboter Hersteller: Quiagen

Sterilität: unsteril

Verpackung: 5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück

Volumen: 300 µl



Conduktive Spitzen für Qiagen Biorobot 3000, 8000, 9600 und 9604, Diasorin EtiMax 3000, Qiagen Rosys, Colibri (Colibri Robotics), Dade Behring BEP 2000, Virion / Serion Immunomat TWINSsystem.