

Spitzen, 1100 µl, konduktiv

für z.B. Qiagen Biorobot 3000, 8000, 9600 und 9604



5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück

Artikel-Nr.: 750295 | [Biozym](#)

145,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: nein

Geblistert: nein

Gerät: Biorobot 3004, Biorobot 8003, Biorobot 9602, Biorobot 9605

konduktiv: ja

Roboter Hersteller: Quiagen

Sterilität: unsteril

Verpackung: 5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück

Volumen: 1100 µl



Conduktive Spitzen für Qiagen Biorobot 3000, 8000, 9600 und 9604, Diasorin EtlMax 3000, Qiagen Rosys, Colibri (Colibri Robotics), Dade Behring BEP 2000, Virion / Serion Immunomat TWINSsystem.