

Filter-Spitzen, 50 µl, steril

TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, CAVRO
PE/PACKARD MULTIPROBE II HT & HT EX HANGING TIPS



5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück



Artikel-Nr.: 750418 | Biozym

133,40 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: ja
Geblistert: nein
Gerät: Cavro, Freedom Evo, Genesis, Multiprobe II HAT, Multiprobe II HAT EX
konduktiv: nein
Roboter Hersteller: Perkin Elmer, Tecan
Sterilität: steril
Verpackung: 5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück
Volumen: 50 µl

