

Filter-Spitzen, 20µl, konduktiv, steril (10µl Vol)

TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, MINIPREP & CAVRO
PE/PACKARD MULTIPROBE II HT & HT EX HANGING TIPS



5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück

Artikel-Nr.: 750608 | Biozym

229,60 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: ja

Geblistert: nein

Gerät: Cavro, Freedom Evo, Genesis, Multiprobe II HAT, Multiprobe II HAT EX

konduktiv: ja

Roboter Hersteller: Perkin Elmer, Tecan

Sterilität: steril

Verpackung: 5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück

Volumen: 20 µl

