

PE anti-mouse IgG1

Rat IgG

RMG1-1

BioLegend
From Revvity



50 µg

Artikel-Nr.: B406607 | **BioLegend** | Herstellernummer: 406607

88,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: RMG1-1

Format: PE

Isotype: Rat IgG

Species of Origin: Rat

Verpackung: 50 µg

PE anti-mouse IgG1

Clone: RMG1-1

Isotype: Rat IgG

Other_Names: Immunoglobulin G1

Size: 50 µg

Reactivity: Mouse

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6494>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>