

PE anti-mouse IgG2a

Rat IgG
RMG2a-62

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B407107 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 407107

64,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: RMG2a-62
Format: PE
Isotype: Rat IgG
Species of Origin: Rat
Verpackung: 25 µg

PE anti-mouse IgG2a

Clone: RMG2a-62
Isotype: Rat IgG
Other_Names: Immunglobulin G2a
Size: 25 µg

Reactivity: Mouse
Format: PE
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6522>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>