

PE anti-Biotin

Mouse IgG2a, kappa
1D4-C5

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B409003 | BioLegend | Herstellernummer: 409003

64,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: 1D4-C5

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µg

PE anti-Biotin

Clone: 1D4-C5

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: Vitamin B7, Vitamin H

Size: 25 µg

Reactivity:

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6711>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>