

DyLight 405 Goat anti-mouse IgG1

Goat Polyclonal Ig
Poly24091

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B409109 | **BioLegend** | Herstellernummer: 409109

84,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: FC, ICC
Clone: Poly24091
Format: D405
Isotype: Goat Polyclonal Ig
Species of Origin: Goat
Verpackung: 100 µg

DyLight 405 Goat anti-mouse IgG1

Clone: Poly24091
Isotype: Goat Polyclonal Ig
Other_Names: Immunoglobulin G1
Size: 100 µg

Reactivity: Mouse
Format: D405
App_Abbrev: FC, ICC
Species of Origin: Goat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6944>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>