

ELISA Coating Buffer (5X)

BioLegend
From Revvity



30 mL

Artikel-Nr.: B421701 | **BioLegend** | Herstellernummer: 421701

16,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: ELISA
Format: SOLUTION
Species of Origin: N/A
Verpackung: 30 mL

ELISA Coating Buffer (5X)

Clone:
Isotype:
Other_Names:
Size: 30 mL

Reactivity:
Format: SOLUTION
App_Abbrev: ELISA
Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3968>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>