

Filter-Spitzen, 200 µl, konduktiv, steril

TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, MINIPREP & CAVRO
PE/PACKARD MULTIPROBE II HT & HT EX HANGING TIPS



5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück



Artikel-Nr.: 750628 | Biozym

180,40 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: ja

Geblistert: nein

Gerät: Cavro, Freedom Evo, Genesis, Multiprobe II HAT, Multiprobe II HAT EX

konduktiv: ja

Roboter Hersteller: Perkin Elmer, Tecan

Sterilität: steril

Verpackung: 5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück

Volumen: 200 µl

