

## LEGEND MAX Human IL-4 ELISA Kit

**BioLegend**  
From Revvity



1 Pre-coated Plate

Artikel-Nr.: B430307 | **BioLegend** | Herstellernummer: 430307

**246,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Aktion

**App\_Abbrev:** ELISA

**Format:** LEGEND MAX

**Species of Origin:** N/A

**Verpackung:** 1 Pre-coated Plate

LEGEND MAX Human IL-4 ELISA Kit

Clone:

Isotype:

Other\_Names: IL-4 Pre-coated ELISA Kit

Size: 1 Pre-coated Plate

Reactivity: Human

Format: LEGEND MAX

App\_Abbrev: ELISA

Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=5853>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>