

LEGEND MAX Mouse IL-4 ELISA Kit

BioLegend
From Revvity



1 Pre-coated Plate

Artikel-Nr.: B431107 | BioLegend | Herstellernummer: 431107

207,00 € *

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: ELISA

Format: LEGEND MAX

Species of Origin: N/A

Verpackung: 1 Pre-coated Plate

LEGEND MAX Mouse IL-4 ELISA Kit

Clone:

Isotype:

Other_Names: IL-4 Pre-coated ELISA Kit

Size: 1 Pre-coated Plate

Reactivity: Mouse

Format: LEGEND MAX

App_Abbrev: ELISA

Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=5857>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>