

Filter-Spitzen, 300 µl, konduktiv, steril

für z.B. Qiagen Biorobot 3000, 8000, 9600 und 9604



180 Trays = 17280 Stück

Artikel-Nr.: 750689 | Biozym

2.502,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: ja

Geblistert: nein

Gerät: Biorobot 3000, Biorobot 8000, Biorobot 9600, Biorobot 9604

konduktiv: ja

Roboter Hersteller: Quiagen

Sterilität: steril

Verpackung: 180 Trays = 17280 Stück

Volumen: 300 µl

Conduktive Spitzen für Qiagen Biorobot 3000, 8000, 9600 und 9604, Diasorin EtiMax 3000, Qiagen Rosys, Colibri (Colibri Robotics), Dade Behring BEP 2000, Virion / Serion Immunomat TWINSsystem.