

## LEGEND MAX Human IL-17A ELISA Kit

**BioLegend**  
From Revvity



1 Pre-coated Plate

Artikel-Nr.: B433917 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 433917

**328,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** ELISA  
**Format:** LEGEND MAX  
**Species of Origin:** N/A  
**Verpackung:** 1 Pre-coated Plate

LEGEND MAX Human IL-17A ELISA Kit

Clone:  
Isotype:  
Other\_Names: IL-17A ELISA Kit, IL-17 ELISA Kit  
Size: 1 Pre-coated Plate

Reactivity: Human  
Format: LEGEND MAX  
App\_Abbrev: ELISA  
Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7509>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>