

PE anti-mouse/human CD207 (Langerin)

Mouse IgG2a, kappa
4C7

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B144203 | **BioLegend** | Herstellernummer: 144203

70,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC, IHC

Clone: 4C7

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µg

PE anti-mouse/human CD207 (Langerin)

Clone: 4C7

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: CLEC4K

Size: 25 µg

Reactivity: Mouse, Human

Format: PE

App_Abbrev: FC, IHC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8101>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>