

APC anti-human Siglec-8

Mouse IgG1, kappa
7C9

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B347106 | **BioLegend** | Herstellernummer: 347106

213,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: 7C9

Format: APC

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

APC anti-human Siglec-8

Clone: 7C9

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Sialic acid-binding Ig-like lectin 8 (Siglec-8), Siglec8L, Sialoadhesin family member 2 (SAF2)

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8027>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>