

Purified anti-human CD124 (IL-4Ralpha)

Mouse IgG2a, kappa
G077F6

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B355001 | **BioLegend** | Herstellernummer: 355001

60,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: G077F6

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µg

Purified anti-human CD124 (IL-4Ralpha)

Clone: G077F6

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: IL-4 receptor alpha subunit

Size: 25 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8039>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>