

## Purified anti-human CD367 (CLEC4A)

Mouse IgG1, kappa  
9E8

**BioLegend**  
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B355302 | **BioLegend** | Herstellernummer: 355302

**123,75 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Aktion

**App\_Abbrev:** FC

**Clone:** 9E8

**Format:** PURE

**Isotype:** kappa, Mouse IgG1

**Species of Origin:** Mouse

**Verpackung:** 100 µg

Purified anti-human CD367 (CLEC4A)

Clone: 9E8

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other\_Names: DCIR, LLIR, CLECSF6, CD367

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App\_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8159>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>