

LEGEND MAX Mouse IFN-beta ELISA Kit

BioLegend
From Revvity



1 Pre-coated Plate

Artikel-Nr.: B439407 | **BioLegend** | Herstellernummer: 439407

347,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: ELISA
Format: LEGEND MAX
Species of Origin: N/A
Verpackung: 1 Pre-coated Plate

LEGEND MAX Mouse IFN-beta ELISA Kit

Clone:
Isotype:
Other_Names: Fibroblast interferon (Fi-IFN, F-IFN), Type-1 interferon, acid-stable interferon, R1-GI factor, IFN-beta Pre-coated ELISA Kit
Size: 1 Pre-coated Plate

Reactivity: Mouse
Format: LEGEND MAX
App_Abbrev: ELISA
Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8048>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>