

APC anti-mouse CD252 (OX40 Ligand)

Rat IgG2b, kappa
RM134L

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B108812 | BioLegend | Herstellernummer: 108812

190,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: RM134L
Format: APC
Isotype: kappa, Rat IgG2b
Species of Origin: Rat
Verpackung: 100 µg

APC anti-mouse CD252 (OX40 Ligand)

Clone: RM134L
Isotype: Rat IgG2b, kappa
Other_Names: OX-40L, CD134L, CD252, TNFSF4
Size: 100 µg

Reactivity: Mouse
Format: APC
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8174>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>