

Purified anti-mouse Ly49H

Mouse IgG1, kappa
3D10

BioLegend
From Revvity



200 µg

Artikel-Nr.: B144702 | **BioLegend** | Herstellernummer: 144702

138,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: Block, FC, IP
Clone: 3D10
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 200 µg

Purified anti-mouse Ly49H

Clone: 3D10
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Klra8, Cmv1
Size: 200 µg

Reactivity: Mouse
Format: PURE
App_Abbrev: FC, IP, Block
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8177>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>