

## APC anti-human CD207 (Langerin)

Mouse IgG1, kappa  
10E2

**BioLegend**  
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B352205 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 352205

**120,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC

**Clone:** 10E2

**Format:** APC

**Isotype:** kappa, Mouse IgG1

**Species of Origin:** Mouse

**Verpackung:** 25 tests

APC anti-human CD207 (Langerin)

Clone: 10E2

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other\_Names: CLEC4K

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App\_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8199>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>