

Biotin anti-human TSLP

Goat Polyclonal Ig
Poly5159

BioLegend
From Revvity



50 µg

Artikel-Nr.: B515903 | **BioLegend** | Herstellernummer: 515903

300,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: ELISA Detection

Clone: Poly5159

Format: BIOTIN

Isotype: Goat Polyclonal Ig

Species of Origin: Goat

Verpackung: 50 µg

Biotin anti-human TSLP

Clone: Poly5159

Isotype: Goat Polyclonal Ig

Other_Names: Thymic stromal lymphopoietin (TSLP)

Size: 50 µg

Reactivity: Human

Format: BIOTIN

App_Abbrev: ELISA Detection

Species of Origin: Goat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8150>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>