

ZTS-1DR2 Linear Barcode Scanner

+ Befestigung für A6 Art.-Nr. 601001 & 601003



1 Stück

Artikel-Nr.: 601122 | Ziath

462,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Produkttyp: Linear Barcode Scanner

Technologie: Linear Reader

Verpackung: 1 Stück

Zubehör zu: 601001, 601003, für High Speedscanner

Linear Barcode Scanner von Ziath

+ Befestigung für A6 Art.Nr.601001 & 601003 (High Speed Single Rack Scanner)