

ZTS-1DR2 Linear Barcode Scanner

+ Befestigung für Express Art.-Nr. 601041 & 601043



1 Stück

Artikel-Nr.: 601123 | Ziath

466,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Produkttyp: Linear Barcode Scanner

Technologie: Linear Reader

Verpackung: 1 Stück

Zubehör zu: 601041, 601043, für Express Rackscanner

Linearer Barcode Scanner von Ziath

+ Befestigung für Express Art.Nr.601041 & 601043 (DataPaq Express Rack Reader)