


ProCHO 5 protein-free CHO medium

with Pluronic®, without L-glutamine
phenol red, hypoxanthine and thymidine

1 Liter



Artikel-Nr.: 881054 | **Lonza** | Herstellernummer: BELN12-766Q

119,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: auch für DHFR- und GS- Zellen, für Proteinproduktion, NAO

Glutaminstatus: ohne L-Glutamin

Kategorie: Serumfreies Medium

Produkttyp: CHO Expressions-Medium

Verpackung: 1 Liter

weitere Zusätze: Pluronic®

ProCHO™ 5 Protein free CHO Cell Medium – die Details:

- Wurden speziell entwickelt, um die Herstellung und Weiterverarbeitung von in CHO-Zellen exprimierten rekombinanten Proteinen zu erleichtern
- Enthalten keine tierischen Bestandteile
- Proteinfreie Formulierungen, d.h. unterstützen Kulturen mit hoher Dichte
- Sehr niedrige Mengen an rekombinantem Insulin erleichtern sowohl die nachgeschaltete Reinigung als auch die Einhaltung von Vorschriften
- Enthält Pflanzenhydrolysate
- Enthält kein Hypoxanthin, Thymidin oder L-Glutamin (d.h. auch für DHFR⁻ und GS⁻ Zellen geeignet)

Applikationen:

- Rekombinante Proteinproduktion (z.B. auch für Proteinkristallographie, ELISA)

Versandtemperatur: 2-8°C

Lagertemperatur: 2-8°C (Lichtgeschützt)

Dieses BioWhittaker-Zellkulturmedium wird gemäß cGMP hergestellt und mit "For Further Manufacturing" (FFM) gekennzeichnet. GMP-Produkte sind nur für Forschungszwecke oder zur weiteren Herstellung bestimmt. DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR DEN DIREKTEN THERAPEUTISCHEN GEBRAUCH BEI MENSCHEN BESTIMMT.