

## ProFreeze-CDM, non-animal origin, chemically defined freeze medium (2X)

100 ml

Artikel-Nr.: 881080 | **Lonza** | Herstellernummer: BEBP12-769E



**Preis auf Anfrage**

### Beschreibung

**Eigenschaften:** 2X Einfriermedium, chemisch definiert, für serumfreie Zellkultur, NAO

**Kategorie:** Serumfreies Medium

**Produkttyp:** Einfriermedium

**Verpackung:** 100 ml

#### Die Vorteile:

- Chemisch definiertes, Non-Animal-Origin, Protein-freies Einfriermedium
- Zur Kryokonservierung aller gängigen Zelltypen geeignet
- Hohe Viabilität der Zellen nach der Kultur-Wiederherstellung aus dem Tiefkühlager
- Benötigt 15% DMSO bei Verwendung als 2X