

Matrix 2D Barcoded Storage Tubes, 1.4 ml

flacher Boden, Polypropylene
mit Zahlencode am Boden



1000 Stück

Artikel-Nr.: 593710 | Thermo

506,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: Matrix

Codierung: 2D-Barcode, Zahlencode am Boden

Format: Beutel

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß ohne Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: ohne

Verpackung: 1000 Stück

Volumen: 1.4 ml