

Matrix 2D Barcoded Storage Tubes, 0.75 ml, steril

konischer Boden, Polypropylene
ohne Deckel



10 Latch Racks à 96 Tubes (960 Stück)



Artikel-Nr.: 593732 | Thermo

593,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: Matrix

Codierung: 2D-Barcode

Format: Rack im SBS Format

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß ohne Gewinde

Schraubdeckel / Stopfen: ohne

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Latch Racks à 96 Tubes (960 Stück)

Volumen: 0.75 ml