

Matrix 2D Barcoded ScrewTop Tubes, 1.0 ml, steril

Innengewinde, konischer Boden, Polypropylene
farbloser Deckel



Großpackung à 480 Röhrchen/Karton



Artikel-Nr.: 593740 | Thermo

360,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: Matrix

Codierung: 2D-Barcode

Format: Beutel

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Sterilität: steril

Verpackung: Großpackung à 480 Röhrchen/Karton

Volumen: 1.0 ml