

Matrix 2D Barcoded ScrewTop Tubes, 1.0 ml, steril

Innengewinde, konischer Boden, Polypropylene
ohne Deckel



5 Racks à 96 Röhrchen/Karton

Artikel-Nr.: 593742 | Thermo

306,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Brand: Matrix

Codierung: 2D-Barcode

Format: Rack im SBS Format

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß ohne Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: ohne

Sterilität: steril

Verpackung: 5 Racks à 96 Röhrchen/Karton

Volumen: 1.0 ml