

Matrix 2D Barcoded ScrewTop Tubes, 0.5 ml, steril

Innengewinde, konischer Boden, Polypropylen
farbloser Deckel



ThermoFisher
SCIENTIFIC

480 Stück im Beutel

Artikel-Nr.: 593743 | Thermo

360,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: Matrix

Codierung: 2D-Barcode

Farbe: Deckel: farblos

Format: Rack im SBS Format

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Sterilität: steril

Verpackung: 480 Stück im Beutel

Volumen: 0.5 ml