

Matrix 2D Barcoded ScrewTop Tubes, 0.5 ml, steril

Innengewinde, konischer Boden, Polypropylen
farbloser Deckel

ThermoFisher
SCIENTIFIC



5 Racks à 96 Tubes (480 Stück)

Artikel-Nr.: 593744 | Thermo

527,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: Matrix

Codierung: 2D-Barcode

Farbe: Deckel farblos

Format: Rack im SBS Format

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Sterilität: steril

Verpackung: 5 Racks à 96 Tubes (480 Stück)

Volumen: 0.5 ml