

## Matrix 2D Barcoded Storage Tubes, 0.5 ml, unsteril

konischer Boden, Polypropylene  
ohne Deckel



960 Stück

Artikel-Nr.: 593750 | Thermo

**526,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



### Beschreibung

**Brand:** Matrix

**Codierung:** 2D-Barcode

**Format:** Beutel

**Passend für Rackformat:** SBS/96

**Produktart:** Gefäß ohne Deckel

**Schraubdeckel / Stopfen:** ohne

**Sterilität:** unsteril

**Verpackung:** 960 Stück

**Volumen:** 0.5 ml