

Matrix 2D Barcoded ScrewTop Tubes, 12 ml, steril

Innengewinde, konischer Boden, Polypropylene
farbloser Deckel



100 Stück/Karton

Artikel-Nr.: 593770 | Thermo

196,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Brand: Matrix

Codierung: 2D-Barcode

Format: Rack im SBS Format

Passend für Rackformat: SBS/24

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Sterilität: steril

Verpackung: 100 Stück/Karton

Volumen: 12.0 ml