

Matrix 2D Barcoded ScrewTop Tubes, 12 ml

Innengewinde, konischer Boden, Polypropylene
farbloser Deckel



4 Racks à 24 Tubes (96 Stück)

Artikel-Nr.: 593774 | Thermo

198,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Brand: Matrix

Codierung: 2D-Barcode

Format: Rack im SBS Format

Passend für Rackformat: SBS/24

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Verpackung: 4 Racks à 24 Tubes (96 Stück)

Volumen: 12.0 ml